


Sensor ^{CE}

Conectividad DICOM-PACS


Analizador Sensorial & Virtual Lancaster



- Proyección Sensor digital de imágenes (disociante)
- Software Sensor de análisis y gestión.
- Soporte mentonera
- Informes en PDF
- Rápido y fácil

Exploraciones Sensoriales:

1. Medición ángulo subjetivo
2. Medición escotoma supresión
3. Medición intensidad supresión
4. Medición amplitud de fusión
5. Medición de la torsión ocular
6. Medición de la Estereopsis
7. Medición de la Aniseikonia



Lluís.sola@bcninnova.com




+34 627 52 66 24



BCNINNOVA
AV. CAN BORDOLL 119
08202 SABADELL

Especificaciones técnicas:

Ítem	Especificaciones
Mentonera	Mentonera adaptable verticalmente a la posición natural del paciente.
Proyección	Proyección de imágenes en pantalla disociada. Resolución 4K. Gran ángulo de visión (hasta $\pm 40^\circ$ horizontal y vertical)
Óptica	Lentes prismáticas de F=40mm
Precisión	1 grado.
Resultados finales	Informes de los resultados en formato PDF. Fotografía de los estímulos y gráficos.
Integración	1. Conectividad DICOM. 2. Envío automático de informes al servidor del Hospital.
Accesorios	Mentonera con dispositivo Sensor acoplado. Software Sensor en USB pendrive. Joystick mando toma mediciones.
Conexiones	Dispositivo Sensor conectado mediante USB (5V, 500mA) y HDMI.
Peso	Inferior a 500gr.
Volumen	Dispositivo Sensor con mentonera 60 X 28 X 15 cm.
Extras	Portátil o PC sobremesa / Montaje y formación presencial / 2 años de mantenimiento extendido.



Exploración virtual Lancaster:

- Test de Lancaster con diferentes estímulos visuales.
- Medición de la desviación en cualquier posición de mirada (desviación horizontal y vertical)
- Informes con gráficos en PDF.

